

## Zubehör zu VACUUBRAND DCP 3000 mit VSP und VSK 3000



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Synthese](#) / [Vakuummessgeräte](#) / [Zubehör zu VACUUBRAND DCP 3000 mit VSP und VSK 3000](#)

### Produktdaten

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.6829.23	Externer Vakuumsensor VSK 3000	CHF 616.00
17.6829.24	Externer Vakuumsensor VSP 3000	CHF 574.00
17.6829.39	---	CHF 31.00
17.6829.40	Stativhalterung für DCP 3000 und CVC 3000	CHF 171.00
17.6829.41	Verlängerungskabel VACUU BUSTM, 2 m	CHF 39.40
17.6829.42	Y-Adapter VACUU BUSTM, 1xStecker, 2xBuchse	CHF 109.00
17.6829.62	---	CHF 65.10
17.6829.63	---	CHF 143.00
17.6829.65	---	CHF 186.00
17.6829.67	---	CHF 186.00

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 15.05.2024 um 07:14 Uhr.