

PCR-Racks NEON für Reaktionsgefässe



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Genomics](#) / [Amplifikation](#) / [PCR Workstations](#) / PCR-Racks NEON für Reaktionsgefässe

Produktdaten

- Mit Deckel
- Neonfarben assortiert (blau, grün, orange, pink, gelb)

Art.-Nr.	Typ	für Röhrchen	Preis
15.9696.49	Satellit	96 x 0,2 ml	CHF 114.00
15.9696.59	Workstation	24 x 1,5/2 ml, 16 x 0,5 ml	CHF 307.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 07:12 Uhr.