


Messkolben FORTUNA, KI. A

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Kolben](#) / [Messkolben](#) / [Messkolben FORTUNA, KI. A](#)

Produktdaten


Konformitätsbescheinigt, eichfähig, aus DURAN-Glas klar oder braun, mit NS-Polystopfen oder NS-Hohlglasstopfen.

Art.-Nr.	Volumen	Tol. +/-	NS	Ausführung	Graduierung	Preis
1.1512.44	25 ml	0,04 ml	12/21	Klarglas mit NS-Polystopfen	braun	auf Anfrage

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
1.1490.03	NS-Stopfen	ab CHF 0.62

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 14:39 Uhr.