

# Destillierbrücken mit angesetztem Liebigkühler DURAN

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Synthese](#) / [Glasapparaturen & Zubehör](#) / [Destillierapparaturen](#)  
/ [Destillierbrücken mit angesetztem Liebigkühler DURAN](#)

## Produktdaten

Aus Borosilikatglas, mit Hülsenschliff NS 14/23, Ablaufrohr mit NS-Kern

Art.-Nr.	Mantellänge	NS-Kern	Preis
5.6428.01	100 mm	14/23 - 14/23	CHF 125.77
5.6428.03	---	---	CHF 138.18
5.6428.04	300 mm	14/23 - 14/23	CHF 134.23
5.6429.02	200 mm	24/29 - 19/26	CHF 88.27
5.6429.04	300 mm	24/29 - 19/26	CHF 280.76
5.6429.06	400 mm	24/29 - 19/26	CHF 248.90
5.6430.02	200 mm	29/32 - 29/32	CHF 152.85
5.6430.04	300 mm	29/32 - 29/32	CHF 193.15
5.6430.06	400 mm	29/32 - 29/32	CHF 108.35

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 01.05.2024 um 18:22 Uhr.