

Pipettierpumpen Pi-Pump



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pumpen](#) / [Handpumpen](#) / [Pipettierpumpen Pi-Pump](#)

Produktdaten

Aus Kunststoff, für Mess- und Vollpipetten

Art.-Nr.	Volumen	Farbe	Preis
15.2175.02	2 ml	blau	CHF 24.03
15.2175.03	10 ml	grün	CHF 22.49
15.2175.04	25 ml	rot	CHF 24.70

Weitere Produktbilder





* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 11:57 Uhr.

www.huberlab.ch