

Zubehör zu ProfiSampler



Produkt im eShop





[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Probenehmer Feststoffe](#) / [Zubehör zu ProfiSampler](#)

Produktdaten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
15.5306.12	Saugrohr PE, transparent, 200 cm lang	CHF 200.35
15.5306.13	Saugrohr PA schwarz, 220 cm lang, elektrisch leitfähig	CHF 272.00
15.5306.14	Transportköcher für Saugrohre	CHF 230.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 11.05.2024 um 20:13 Uhr.

www.huberlab.ch