

DispoPipette LaboPlast® und SteriPlast®

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Liquid Handling](#) / [Probenahme](#) / [DispoPipette LaboPlast® und SteriPlast®](#)

Produktdaten

Einfacher Einweg-Probenehmer zur Entnahme von dünnflüssigen Medien. Wenn die DispoPipette geöffnet in die Flüssigkeit eingeführt wird, erhält man eine Allschichtprobe, wird sie geschlossen bis zur Entnahmestelle geführt und dann erst geöffnet, erhält man eine Zielpunktprobe. Sehr einfache Bedienung. Mit zwei Öffnungsgrößen (2,5/5,5 mm) für unterschiedliche Viskositäten.

- Allschicht- und Zielpunktproben möglich
- HDPE
- Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
- Optional gammastrahlensterilisiert
- Ø21 mm
- Geeignet für Lebensmittel

Art.-Nr.	Länge	Vol.	Ausführung	Preis
15.5393.08	500 mm	100 ml	standard	CHF 133.55
15.5393.09	500 mm	100 ml	sterilisiert	CHF 159.75
15.5393.10	900 mm	180 ml	standard	CHF 156.75
15.5393.11	900 mm	180 ml	sterilisiert	CHF 197.35

Weitere Produktbilder





* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 09:58 Uhr.

www.huberlab.ch