

pH-Multitalent pH-, Redox-, Temperatur- und Leitfähigkeitsmessgerät

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Umwelttechnologie](#) / [Probenvorbereitung](#) / [pH-, lf, O2-Messgeräte & Zubehör](#) / [pH-Multitalent pH-, Redox-, Temperatur- und Leitfähigkeitsmessgerät](#)

Produktdaten

robustes, beschichtetes Aluminium-Gehäuse, Schutzart IP65, Display; 8 digits x 14 Segmente, Messartwahl pH / mV / °C / uS / mS, automatische Kalibrierung bei pH durch CA, Akkubetrieb, integrierte Ladeelektronik, inkl. Netzteil, Leitfähigkeitsmessung über Leitfähigkeitsmesszelle, bis 500 mS (bei 25 °C), vierstellige Anzeige, max. Auflösung 0,01 uS, kurzzeitig bis 100 °C einsetzbar, Temperaturmessung: Pt 1000 Sensor, pH - / Redox - Messung, Lieferumfang: Handmeßgerät PM2000 HP pH/mV/T/LF inkl. Steckernetzteil komplett mit: pH/Redox Meßvorverstärker, pH-Elektrode pH 62, LF-Meßzelle PM2000 MZ4L, Koffer

Art.-Nr.	Modell	Preis
16.2000.25	PM 2000-HP pH/mV/T/LF	CHF 834.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 11:42 Uhr.