

MicrosartTM e.motion



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Separation](#) / [Filtration](#) / [Filterpapiere & Membranen](#) / [Membranfilter & Zubehör](#) / MicrosartTM e.motion

Produktdaten

Vollautomatischer Membranfilter Dispenser für einzeln steril verpackte Cellulosenitrat-Membranfilter.

- Die Membranfilter werden vollautomatisch per Knopfdruck oder berührungsfrei - die Sensorauslösung erfolgt z.B. durch Annäherung einer Pinzette - aus ihrer sterilen Verpackung freigegeben. Die Steuerung verhindert das unerwünschte Spenden mehrerer Membranfilter
- Spendegeschwindigkeit: 0,5 Sekunden
- Verzögerung: 5 Sekunden

Art.-Nr.	Preis
17.1671.30	CHF 2'432.65

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 14:04 Uhr.

www.huberlab.ch