



Spritzenvorsatzfilter Minisart® NML Sartorius



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Zellbiologie](#) / [Zellkultur Filtration](#) / [Spritzenvorsatzfilter & spritzenlose Filter](#) / [Spritzenvorsatzfilter Minisart® NML Sartorius](#)

Produktdaten

Minisart NML Spritzenvorsatzfilter mit 0,2 µm Porengrösse für die sterile und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina. Der Spritzenvorsatzfilter ist eine sofort einsatzfähige Filtrationseinheit mit Cellulose Acetat (CA) Membran.

Minisart® NML Spritzenvorsatzfilter für die schnelle und zuverlässige Filtration kleiner Volumina. Komplett gebrauchsfertige Filter-Einheiten sind äusserst bewährt bei der Arbeit im Labor. Der Grund: Sie sparen zeitaufwendige Vorbereitungszeit, wie z.B. das Auswechseln von Filtern oder die Reinigung des Filtrationssystems. Diese arbeitssparenden Einheiten werden für eine breite Reihe von Anwendungen genutzt wie z.B. Probenreinigung, Partikelabtrennung oder Sterilfiltration.

- Handlich und schnell verfügbar
- Benutzerfreundlich
- Geprüfte Qualität
- Wirtschaftlich
- Grosse Typenvielfalt
- 100% während der Produktion getestet

Membranmaterial: Netzmittel-freies Cellulose Acetat (SFCA)

Gehäusematerial: Meta Acryl Butadiene Styren Polymerisat (MBS)

Maximale Temperatur: 50°C

Eingang: Weiblicher Luer-Ausgang

Ausgang: = Ausführung

Art.-Nr.	Porengrösse	Farbe	Durchmesser	Verpackung	Ausführung	Preis
12.0000.01	0,2 µm	blau	28 mm	ETO-steril	Male Luer Lock	CHF 147.80
12.0000.02	0,2 µm	blau	28 mm	nicht steril, Grosspackung	Male Luer Lock	CHF 883.40
12.0000.03	0,2 µm	blau	28 mm	ETO-steril	Male Luer Slip	CHF 148.60
12.0000.04	0,2 µm	blau	28 mm	nicht steril, Grosspackung	Male Luer Slip	CHF 883.50
12.0000.05	0,45 µm	gelb	28 mm	ETO-steril	Male Luer Lock	CHF 147.80
12.0000.06	0,45 µm	gelb	28 mm	nicht steril, Grosspackung	Male Luer Lock	CHF 883.40

12.0000.07	0,45 µm	gelb	28 mm	ETO-steril	Male Luer Slip	CHF 148.60
12.0000.08	0,45 µm	gelb	28 mm	nicht steril, Grosspackung	Male Luer Slip	CHF 883.40
12.0000.09	0,8 µm	grün	28 mm	ETO-steril	Male Luer Lock	CHF 127.95
12.0000.10	0,8 µm	grün	28 mm	nicht steril, Grosspackung	Male Luer Lock	CHF 775.25
12.0000.11	1,2 µm	rot	28 mm	ETO-steril	Male Luer Lock	CHF 127.95
12.0000.12	1,2 µm	rot	28 mm	nicht steril, Grosspackung	Male Luer Lock	CHF 775.25
12.0000.13	5 µm	braun	28 mm	ETO-steril	Male Luer Lock	CHF 148.60
12.0000.14	5 µm	braun	28 mm	nicht steril, Grosspackung	Male Luer Lock	CHF 825.60
12.1653.06	0.2 µm	blau	28 mm	sterilization by gamma irradiation	Male Luer Lock	CHF 147.80
12.1655.05	0.45 µm	gelb	28 mm	sterilization by gamma irradiation	Male Luer Lock	CHF 147.80
12.1656.01	0.65 µm	pink	28 mm	steril	Male Luer Slip	CHF 127.95
12.1659.01	0.8 µm	grün	28 mm	sterilization by gamma irradiation.	Male Luer Lock	CHF 127.95
12.1752.03	0.2 µm	pink	28 mm	steril	Minisart® Ophthalmart: Male Luer Lock	CHF 147.80

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 27.04.2024 um 22:58 Uhr.

www.huberlab.ch