

Doppelmuffen aus Temperguss

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Stativmaterial & Bauelemente](#) / [Muffen](#) / Doppelmuffen aus Temperguss

Produktdaten

Zum Stativaufbau.

- Leichte und einfache Montage bzw. Demontage
- Robust, langlebig
- Breites Sortiment aus verschiedenen Materialien für viele Anwendungen verfügbar
- DIN 12895
- Lappenschraube M8/M10
- Temperguss verchromt, gespannt
- Gewinde 8
- Schmelzpunkt 1200°C
- Winkel 90°

Typ 1: Lappenschraube M8/M10

Typ 4: Sicherheitsschraube Typ „Herz“ M8

Art.-Nr.	für Stäbe bis d = mm	Beschreibung	Preis
13.1302.02	16,5	Typ 1	CHF 15.95
13.1302.03	36,0	Typ 1	CHF 28.83
13.1305.03	30	---	CHF 71.65
13.5365.34	16.5	Typ 4	CHF 21.30

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

*** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 07:28 Uhr.

www.huberlab.ch