

Vorratsflaschen rund Corning

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) / [Vorratsflaschen](#) / Vorratsflaschen rund Corning

Produktdaten

Diese Einwegflaschen aus Polystyrol sind ideal zur Aufbewahrung von Medien, Pufferlösung und anderen wässrigen Lösungen, eingebuchtete Griffflächen erleichtern die Handhabung

- Der luftdichte Deckel (45 mm) minimiert das Kontaminationsrisiko
- Die Flaschen können hervorragend in Verbindung mit den Bottle Top Filtern eingesetzt werden
- Steril, als pyrogenfrei zertifiziert

Art.-Nr.	Vol.	Verpackung	Preis
7.430281	250 ml	12 Pack x 2 Stück	CHF 207.31
7.430282	500 ml	12 Pack x 2 Stück	CHF 284.88
7.430518	1000 ml	12 Pack x 2 Stück	CHF 413.49
7.431175	150 ml	12 Pack x 2 Stück	CHF 194.24

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 13:42 Uhr.