

Labor-Schalen aus Co-Polyester



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Schalen](#) / [Laborschalen- & schüsseln](#) / Labor-Schalen aus Co-Polyester

Produktdaten

Weiss. Mit vorzüglicher Temperaturbeständigkeit im Bereich von -40 bis +220 °C. Daher als Sterilisations- oder Mikrowellenschale verwendbar. Für Lebensmittel zugelassen. Nahtlos tiefgezogen mit abgerundeten Ecken und glatter Oberfläche. Formstabil und robust. Umweltfreundlich und problemlos entsorgbar.

Art.-Nr.	L x B x H	Preis
15.1473.10	171 x 125 x 35 mm	CHF 47.80

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 16.05.2024 um 13:12 Uhr.