

Kryo-Boxen aus Karton 136 x 136 mm

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Boxen](#) / [Röhrchenboxen & Edelstahlgestelle](#) / Kryo-Boxen aus Karton 136 x 136 mm

Produktdaten

Art.-Nr.	Ausführung	Boxenhöhe	Farbe	Preis
15.5141.02	Wasserfest, kunststoffbeschichtet	50 mm	blau	CHF 99.06
15.5141.10	Wasserabweisend	100 mm	weiss	CHF 100.45
15.5142.21	Wasserfest, kunststoffbeschichtet	32 mm	weiss	CHF 68.64
15.5142.25	Wasserfest, kunststoffbeschichtet	32 mm	gelb	CHF 84.75
15.5142.51	Wasserfest, kunststoffbeschichtet	75 mm	weiss	CHF 56.50

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 04:20 Uhr.

www.huberlab.ch