

Objektträger SUPERFROST PRINTINK, geschliffen 45° Menzel



Produkt im eShop



Startseite / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Mikroskopie](#) / [Objektträger](#) / Objektträger SUPERFROST PRINTINK, geschliffen 45° Menzel

Produktdaten

Art.-Nr.	Schriftfeldfarbe	Preis
10.0353.01	weiss	CHF 138.90
10.0353.02	grün	CHF 6.94
10.0353.03	rosa	CHF 6.94
10.0353.04	gelb	CHF 6.94
10.0353.05	blau	CHF 7.25
10.0353.06	orange	CHF 6.94
10.0353.07	lila	CHF 6.94

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 21:30 Uhr.