

Kryoboxen - Boxen für 81 Röhrchen bis D = 12.5 mm B50 GLW

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Boxen](#) / [Röhrchenboxen & Edelstahlgestelle](#) / Kryoboxen - Boxen für 81 Röhrchen bis D = 12.5 mm B50 GLW

Produktdaten

Die Kryobox ist ein idealer Helfer zum Lagern, Transportieren, Tiefgefrieren und Autoklavieren der Proben.

GLW-Kryoboxen mit 9x9 Einteilung. In eine Box passen 81 Proben. Die Rasterplätze sind quadratisch und haben die Masse 12.5 mm x 12,5 mm. Die Kappengröße darf 13.5 mm nicht übersteigen. Die Kryoboxen sind aus Polypropylen hergestellt, dadurch autoklavierbar bis +121°C und bis -90°C tiefgefrierbar. Ein transparenter Deckel bietet einen sofortigen Überblick über den Inhalt. Für lichtempfindliche Proben bieten wir auch eine komplett schwarze Box an. Integrierte Bodenöffnungen erleichtern das Öffnen der GLW-Box bei Tieftemperaturen. Alle Boxen der Farbe natur sind mit einer festen alphanumerischen Kodierung versehen.





- 45-55 mm Boxenhöhe (B50-Serie)
- Diese Boxen sind für 1,5 ml und 2 ml Reaktionsgefäße Eppendorf entwickelt worden. Die Reaktionsgefäße sind ebenfalls unter den Namen 1.5 ml und 2 ml Test-Tubes, 2 ml Sample-Vials, Eppendorf Safe-Lock 1.5 ml - 2ml, 3810X, Flex-Tubes 1.5 ml und 2 ml Kryoröhrchen, sowie 1.5 und 2 ml Pipetten bekannt.
- Abmessungen 130 x 130 mm

| Art.-Nr. | Farbe | Preis |
|------------|----------|----------|
| 15.6554.00 | natur | CHF 7.00 |
| 15.6554.01 | blau | CHF 7.00 |
| 15.6554.02 | grün | CHF 7.00 |
| 15.6554.03 | rot | CHF 7.00 |
| 15.6554.04 | gelb | CHF 7.00 |
| 15.6554.05 | schwarz | CHF 7.25 |
| 15.6554.06 | weiss | CHF 7.55 |
| 15.6554.07 | hellgrün | CHF 7.80 |
| 15.6554.08 | pink | CHF 7.25 |
| 15.6554.09 | feuerrot | CHF 7.25 |
| 15.6554.10 | violett | CHF 7.25 |

Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis |
|------------|---|---------------|
| 15.6510.01 | Label-Holder aus PP + Papiereinsätze GLW | ab CHF 7.95 |
| 15.6612.00 | Edelstahlgestell mit Klappgriff für Tiefkühltruhen GLW | ab CHF 122.11 |
| 15.6623.02 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 188.26 |
| 15.6693.02 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 171.30 |
| 15.6633.03 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 144.16 |
| 15.6613.03 | Edelstahlgestell mit Klappgriff für Tiefkühltruhen GLW | ab CHF 217.09 |
| 15.6654.02 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 128.90 |
| 15.6653.02 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 117.02 |
| 15.6634.03 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 154.34 |
| 15.6673.02 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 136.00 |
| 15.6655.02 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 177.76 |
| 15.6566.00 | Edelstahlgestelle mit Klappgriff für Tiefkühltruhen GLW | ab CHF 84.11 |
| 15.6630.03 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 161.12 |
| 15.6567.01 | Edelstahlgestelle mit Klappgriff für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 75.00 |
| 15.6660.04 | Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW | ab CHF 196.74 |

Weitere Produktbilder





* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 02:20 Uhr.

www.huberlab.ch