

## Kryobox ohne Einteilung, D90 GLW

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Boxen](#) / [Röhrchenboxen & Edelstahlgestelle](#) / [Kryobox ohne Einteilung, D90 GLW](#)

### Produktdaten

Die Kryobox ist ein idealer Helfer zum Lagern, Transportieren, Tiefgefrieren und Autoklavieren der Proben.

Die Einteilung der Box kann zum Beispiel durch GLW-Rasterstege aus Polypropylen erfolgen. Die Kryoboxen sind aus Polypropylen hergestellt, dadurch autoklavierbar bis +121°C und bis -90°C tiefgefrierbar. Ein transparenter Deckel bietet einen sofortigen Überblick über den Inhalt. Für lichtempfindliche Proben bieten wir auch eine komplett schwarze Box an.

- **90 mm Boxenhöhe** (D90-Serie)
- Kryobox ohne Drainageöffnungen

Die Box ohne Drainageöffnungen eignet sie sich vor allem zum Lagern von flüssigen und kleinsten Proben, wie Ameisen oder Sand (staubartige Materialien). Durch den geschlossenen Boden mit der Höhe von 40 mm wird nämlich verhindert, dass Flüssigkeiten auslaufen.

- Abmessungen 130 x 130 mm

Art.-Nr.	Farbe	Preis
15.6588.00	natur	CHF 6.57
15.6588.01	blau	CHF 7.16
15.6588.02	grün	CHF 7.16
15.6588.03	rot	CHF 7.16
15.6588.04	gelb	CHF 7.16
15.6588.05	schwarz	CHF 7.42
15.6588.06	lichtgeschützt schwarz	CHF 7.47

### Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.6510.01	Label-Holder aus PP + Papiereinsätze GLW	ab CHF 7.95
15.6623.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 188.26
15.6612.00	Edelstahlgestell mit Klappgriff für Tiefkühltruhen GLW	ab CHF 122.11
15.6613.03	Edelstahlgestell mit Klappgriff für Tiefkühltruhen GLW	ab CHF 217.09
15.6633.03	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 144.16
15.6653.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 117.02

15.6693.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 171.30
15.6634.03	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 154.34
15.6654.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 128.90
15.6655.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 177.76
15.6673.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 136.00
15.6630.03	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 161.12
15.6567.01	Edelstahlgestelle mit Klappgriff für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 75.00
15.6660.04	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 196.74
15.6566.00	Edelstahlgestelle mit Klappgriff für Tiefkühltruhen GLW	ab CHF 84.11

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 05.05.2024 um 08:43 Uhr.