

Cryo-Box Nalgene für ultra-tiefe Lagertemperaturen

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Boxen](#) / [Röhrchenboxen & Edelstahlgestelle](#) / Cryo-Box Nalgene für ultra-tiefe Lagertemperaturen

Produktdaten

Aus PC weiss, zur Lagerung von Cryoröhrchen bei Tieftemperaturen, Einsatzbereich von -196°C bis $+121^{\circ}\text{C}$, durch den transparenten Deckel mit aufgedrucktem Gitter und mit Markierungen zur korrekten Ausrichtung ist der Inhalt gut sichtbar, Deckel beschriftbar.

Art.-Nr.	Ausführung	H x B x T	für	Preis
15.5025.05	25 (5 x 5) Fächer	76 x 76 x 52 mm	1,2 und 2,0 ml Cryoröhrchen	CHF 110.90
15.5026.01	100 (10 x 10) Fächer	133 x 133 x 52 mm	System 100TM	CHF 198.80
15.5028.02	81 (9 x 9) Fächer	133 x 133 x 52 mm	1,2 und 2,0 ml Cryoröhrchen	CHF 114.59
15.5028.03	81 (9 x 9) Fächer	133 x 133 x 95 mm	5,0 ml Cryoröhrchen	CHF 106.60

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 09:04 Uhr.