


Zubehör Schweissgerät



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Probenhandling](#) / [Verpackung](#) / [Schweissgeräte & Zubehör](#) / [Zubehör Schweissgerät](#)

Produktdaten

Art.-Nr.	Ausführung	Preis
15.5400.10	Teflonband für Typ hd 250 + 270 MS 8	CHF 12.50
15.5400.11	Ablagetisch aus Edelstahl für hd 260 + 270 MS 8	CHF 72.00
15.5400.12	Ablagetisch aus Edelstahl für hd 470 MS 8	CHF 98.55
15.5400.13	Teflonband für Typ hd 470 MS 8	CHF 20.95

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.3505.02	Klarsicht-Sterilisierverpackung "MELAfol"	ab CHF 116.71

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

*** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 09:20 Uhr.

www.huberlab.ch