


Kern Präzisions-Laborwaagen 440-45N



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Analytik & Messtechnik](#) / [Wägetechnik](#) / [Waagen](#) / Kern Präzisions-Laborwaagen 440-45N

Produktdaten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9V Block, nicht serienmäßig. AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 1 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5°C / 35°C

Art.-Nr.	Typ	Wägebereich	Ablesbarkeit	Waagschale	Preis
17.9937.00	440-45N	0 - 1000 g	0,1 g	130 x 130 mm	CHF 357.75

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 03:51 Uhr.