

# Membranfilter Typ 113 Cellulose Nitrat (CN) Sartorius



Produkt im eShop


[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Separation](#) / [Filtration](#) / [Filterpapiere & Membranen](#) / [Membranfilter & Zubehör](#) / Membranfilter Typ 113 Cellulose Nitrat (CN) Sartorius

## Produktdaten

- Hoher Durchfluss
- Hohe unspezifische Adsorption

Art.-Nr.	Durchmesser	Porengrösse	Preis
12.1130.06	100 mm	8 µm	CHF 212.90
12.1130.32	47 mm	1.2 µm	CHF 180.65
12.1130.33	50 mm	1.2 µm	CHF 190.75
12.1130.35	100 mm	1.2 µm	CHF 212.90
12.1130.38	25 mm	0.8 µm	CHF 131.80
12.1130.41	47 mm	0.8 µm	CHF 176.95
12.1130.42	100 mm	0,45 µm	CHF 483.85
12.1130.48	50 mm	0.65 µm	CHF 192.60
12.1130.50	50 mm	0.8 µm	CHF 192.60
12.1130.80	50 mm	0.45 µm	CHF 118.90
12.1131.47	47 mm	0.45 µm	CHF 118.90
12.1131.51	25 mm	0.45 µm	CHF 100.45

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 30.04.2024 um 06:48 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)