

Whatman™ Filterpapier in Bogen Sorte 41, quantitativ, aschefrei Cytiva

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Separation](#) / [Filtration](#) / [Filterpapiere & Membranen](#) / [Cellulose Filterpapiere in Bogen](#) / Whatman™ Filterpapier in Bogen Sorte 41, quantitativ, aschefrei Cytiva

Produktdaten

Die quantitativen Filterpapiere von Whatman sind für gravimetrische Analysen und die Probenvorbereitung für instrumentelle Analysen ausgelegt. Aschefrei: Maximaler Aschegehalt von 0,007 % bei den Sorten 40 bis 44, maximal 0,01% bei den 589er-Sorten - ultrareine Filter, ideal für eine Vielzahl kritischer analytischer Filtrationsverfahren.

Art.-Nr.	Masse	Preis
12.1441.30	203 x 254 mm	CHF 437.40
12.1441.31	460 x 570 mm	CHF 842.30

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 13.05.2024 um 07:42 Uhr.