

# Wasser bidestilliert technisch PanReac AppliChem

 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Lösungsmittel](#) / Wasser bidestilliert technisch PanReac AppliChem

## Produktdaten

Summenformel	H <sub>2</sub> O
M	18,01 g/mol
CAS-Nr	7732-18-5
HS-Nr	28530010
EG-Nr	231-791-2
Lagerung	RT
LGK	12

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
211074.0715	10 Liter	Kunststoffkanister	CHF 58.80
211074.0716	25 Liter	Plastikkanister	CHF 184.50
211074.1214	5 Liter	Kunststoffkanister	CHF 39.35

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 19.05.2026 um 05:27 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)