

AQUAMETRIC Solvent zur volumetrischen Analyse

 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Masslösungen und Standards](#) / [AQUAMETRIC Solvent zur volumetrischen Analyse](#)

Produktdaten

HS-Nr	38220000
LGK	3
Gefahrenhinweis(e)	H225-H301-H311-H314-H331-H370
Sicherheitshinweis(e)	P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P261-P264-P270-P271-P280-P301+P310-P301+P330+P331-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P307+P311-P310-P311-P312-P321-P322-P330-P338-P361-P363-P370+P378-P403+P233-P403+P235-P405-P501
Signalwort	Gefahr
Klasse / Verpackungsgruppe	3(6.1,8)/II
UN-Nr	UN3286
WGK	1



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
285817.1611	1'000 Milliliter	Glasflasche	CHF 112.90
285817.1612	2.5 Liter	Glas	CHF 235.40

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

www.huberlab.ch