

Samplepack Headspace Agilent



Produkt im eShop

Startseite / [Marken](#) / [CG](#) / Samplepack Headspace Agilent

Produktdaten

- 8.1802.34: 20 ml Headspace Feingewindeflasche, 75.5 x 22.5 mm, Klarglas, 1.hydrol.Klasse, gerundeter Boden
- 8.1801.77: 18 mm UltraClean Verschluss: Magnetische Universalschraubkappe, mit Loch, SiliKon weiss/PTFE blau, 60° shore A, 1.5 mm
- 8.2016.72: 20 ml Headspace-Flasche, 75.5 x 22.75 mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, mit abgeschrägtem HS-Rollrand, flacher Boden
- 8.2002.36: 20 ml Headspace-Flasche, 75.5 x 22.5 mm, Klarglas, 1.hydrol.Klasse, DIN-Rollrand, langer Hals, flacher Boden
- 8.2006.40: 20 mm UltraClean Verschluss: Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch, Silikon weiss/PTFE beige, 45° shore A, 3 mm
- 8.2001.33: 20 mm UltraClean Verschluss: Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch, Silikon blau transparent/PTFE weiss, 45° shore A, 3 mm

Art.-Nr.	Preis
8.2018.07S	gratis

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 17.05.2026 um 08:38 Uhr.