

Steri-Beutel ohne Falte mit Dampfindikator



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Beutel](#) / Steri-Beutel ohne Falte mit Dampfindikator

Produktdaten

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tablett, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation unterzogen werden. Sterilisationsverpackungen gemäss den Anforderungen der DIN EN ISO 11607-1, leicht peelbar. Das Papier hat ein Flächengewicht von 60 g/qm. Empfohlene Siegeltemperatur 170 - 185 °C. Latexfrei.

Art.-Nr.	Grösse	Beschreibung	Preis
15.5371.18	100 x 200 mm	mit 3 Indikatoren	CHF 216.00
15.5371.19	120 x 200 mm	nur solange Vorrat	CHF 216.00
15.5371.20	120 x 350 mm	---	CHF 337.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 15.05.2024 um 00:12 Uhr.