

Erlenmeyer-Kolben PMP, GL 45, mit Schraubkappe PP

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Kolben](#) / [Erlenmeyerkolben](#) / Erlenmeyer-Kolben PMP, GL 45, mit Schraubkappe PP

Produktdaten

Transparent.

Ideal zur Verwendung als Vorlagegefäss für Titrationsen.

Gut geeignet zur Lagerung und Anzucht von Zellkulturen. Gerade bei der Arbeit mit Schüttelinkubatoren bietet sich der Einsatz dieser Erlenmeyer-Kolben aus Kunststoff an, da eine grössere Bruchsicherheit gegenüber Glas besteht. Mikrowelleneeignet.

Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

| Art.-Nr. | Vol. | Teilung | Gewinde | Preis |
|------------|---------|---------|---------|------------|
| 15.0566.95 | 75 ml | 10 ml | GL 45 | CHF 48.90 |
| 15.0566.96 | 125 ml | 20 ml | GL 45 | CHF 57.60 |
| 15.0566.97 | 250 ml | 50 ml | GL 45 | CHF 97.50 |
| 15.0566.98 | 500 ml | 100 ml | GL 45 | CHF 110.70 |
| 15.0566.99 | 1000 ml | 200 ml | GL 45 | CHF 109.05 |

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 14.05.2024 um 00:52 Uhr.