

Mikrokapillaren Calibre Scientific

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Zellmanipulation](#) / Mikrokapillaren Calibre Scientific

Produktdaten

Es ist auch kein Allheilmittel, dafür aber die richtige Mikrokapillare für Ihre Cell-Manipulation-Anwendung. Mit unseren hochwertigen Kapillaren runden Sie Ihren Pool an Cell-Manipulation-Geräten harmonisch ab. So steht Ihnen die optimale Auswahl an Werkzeugen für erfolgreiche Versuchsdurchführungen zur Verfügung.

Produktinformationen

Ein grosses Sortiment an hervorragenden Mikrokapillaren, die Ihnen bei den meisten gängigen Anwendungen schnelle, effiziente und reproduzierbare Ergebnisse liefern. Alle Mikrokapillaren bieten Ihnen reproduzierbare Qualität durch eng definierte Spezifikationen und intensive Qualitätskontrolle sowie höchste Sicherheit durch wirkungsvolle Sterilisationsmethoden.

Eigenschaften

- TransferTips für den Transfer von Stammzellen usw.
- Femtotips und Femtotip II für die Mikroinjektion von kleinsten Volumina
- Piezo-Drill Tips für Piezo-unterstützte Mikromanipulation


Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Preis
5195000001	TransferTip® F (ICSI)	für Spermieninjektion mit Hilfe der ICSI-Technik (nur für Forschungszwecke), 35 ° Winkel, 4 µm Innendurchmesser, 0,4 mm Schenkellänge, steril, 25 Stück	CHF 721.00
5195000010	TransferTip® RP (ICSI)	für Spermieninjektion mit Hilfe der ICSI-Technik (nur für Forschungszwecke), 35 ° Winkel, 4 µm Innendurchmesser, 0,5 mm Schenkellänge, steril, 25 Stück	CHF 720.00



5195000028	TransferTip® R (ICSI)	für Spermieninjektion mit Hilfe der ICSI-Technik (nur für Forschungszwecke), 35 ° Winkel, 4 µm Innendurchmesser, 1 mm Schenkellänge, steril, 25 Stück	CHF 720.00
5195000036	VacuTip I	Haltekapillare (nur für Forschungszwecke), 35 ° Winkel, 15 µm Innendurchmesser, 100 µm Aussendurchmesser, 1 mm Schenkellänge, steril, 25 Stück	CHF 549.00
5195000044	VacuTip II	Haltekapillare (nur für Forschungszwecke), 25 ° Winkel, 60 µm Innendurchmesser, 110 µm Aussendurchmesser, 0,5 mm Schenkellänge, steril, 25 Stück	CHF 562.00
5195000079	TransferTip® (ES)	für ES-Zelltransfer (nur für Forschungszwecke), 20 ° Winkel, 15 µm Innendurchmesser, 1 mm Schenkellänge, steril, 25 Stück	CHF 721.00
5195000087	Piezo Drill Tip ICSI	für Piezo-unterstützte Maus-ICSI (nur für Forschungszwecke), 25 ° Winkel, 6 µm Innendurchmesser, 6 mm Schenkellänge	CHF 562.00
5195000095	Piezo Drill Tip ES	für Piezo-unterstützten Maus-ES-Zelltransfer (nur für Forschungszwecke), 25 ° Winkel, 15 µm Innendurchmesser, 6 mm Schenkellänge	CHF 562.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
5196082001	Spannkopf Set 4 Grösse 0, inkl. 6 O-Ringen u. 2 Distanzhülsen, f. Mikrokapillaren mit	CHF 64.68

Weitere Produktbilder





* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 17.04.2026 um 15:02 Uhr.

www.huberlab.ch