

Mikroskopadapter für Mikromanipulationssysteme Calibre Scientific



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Zellmanipulation](#) / Mikroskopadapter für Mikromanipulationssysteme Calibre Scientific

Produktdaten

Flexibilität verschafft Ihnen die Freiheit, die Sie brauchen. Dank der verschiedenen Mikroskopadapter können Sie Ihre Cell Manipulation-Lösung an ein Mikroskop Ihrer Wahl anschliessen. Die Mikromanipulationssysteme sind mit den meisten Geräten der grossen Mikroskophersteller kompatibel.

Produktinformationen

Die Mikroskopadapter ermöglichen die einfache Installation des TransferMan® 4r oder InjectMan® 4 an allen gängigen inversen Mikroskopen der Hersteller Leica®, Nikon®, Olympus® und Zeiss®.

Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Preis
5192325007	Universalständer	zum Anbringen von Eppendorf Mikromanipulatoren an aufrechten und Stereomikroskopen unabhängig vom jeweiligen Mikroskopstativ	CHF 1'061.00

Weitere Produktbilder





* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 20.04.2026 um 11:10 Uhr.

www.huberlab.ch