

Moppsystem IsoClean PPS



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Sicherheit & Hygiene](#) / [Reinigung](#) / Moppsystem IsoClean PPS

Produktdaten

Moppsystem IsoClean zur reinraumgerechten Reinigung von Sicherheitswerkbänken und Isolatoren

- Hitzestabiler Spezialkunststoff
- Autoklavierbar
- Mit ClinoConnect Lock
- Passend für alle PPS Moppstiele

Mopp ClinoOneWay Ultra Mini PW/I

- Einmalmopp
- vorgewaschen
- gammabestrahlt, inkl. Zertifikat
- GMP Reinheitsklasse A/B
- ISO Reinheitsklasse 5
- doppelt verpackt
- 1 VE = 4 Stück

Länge: 190 mm

Art.-Nr.	Typ	Breite	Preis
645.6714.01	Mopp ClinoOneWay Ultra Mini	70 mm	CHF 21.95
645.6714.02	Mopphalter IsoClean CR	50 mm	CHF 117.20
645.6714.04	Mopphalter IsoClean GMP	50 mm	CHF 156.20

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
645.2009.61	Teleskopstiele PPS	ab CHF 56.25
645.5003.25	Moppbezüge Clino One Way Ultra PW/Clino One Way Ultra PW-I, Einweg Pfennig Reinigungstechnik	ab CHF 23.10

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 26.05.2026 um 01:16 Uhr.

www.huberlab.ch