

## DURAN® GL 45 Multiport- Verbinder Schraubkappe, PBT, rot DWK

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Chromatographie](#) / [Zubehör HPLC](#) / [Flaschen](#) / DURAN® GL 45 Multiport-Verbinder Schraubkappe, PBT, rot DWK

### Produktdaten

Das wiederverwendbare DURAN® GL 45 Anschlusskappensystem ist ideal für den aseptischen Flüssigkeitstransfer in oder aus DURAN® Flaschen unter Verwendung von Peristaltikpumpenschläuchen. Die Schraubkappen passen auf alle DURAN® Original GL 45 Laborflaschen ab 100 mL. Die Schlauchanschlüsse mit Widerhaken (4,2 mm Aussendurchmesser) nehmen schmale BPT-Peristaltikschläuche mit 3,2 mm (1/8") Innendurchmesser auf.

Für peristaltische Schläuche, mit 2, 3, 4 oder 5 Schlauchanschlüssen

- Kappen haben ein GL 45-Gewinde und passen auf DURAN®-Flaschen
- Schlauchverbinder mit Widerhaken eignen sich für den Anschluss von peristaltischen PBT-Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 4,2 mm
- Erhältlich mit 2, 3, 4 oder 5 Schlauchanschlüssen aus Edelstahl (316L) mit Widerhaken
- Autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C
- Die Konstruktionsmaterialien sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
- Wiederverwendbar mit langer Lebensdauer

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
8.5883.22	2 Schlauchanschlüsse	CHF 130.50

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 16.05.2024 um 18:07 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)