

## pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung LLG-Labware

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Indikatoren, Farbstoffe, Puffer](#) / pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung LLG-Labware

### Produktdaten

Die gebrauchsfertigen pH-Pufferlösungen bieten ausgezeichnete Qualität, Präzision und sind auf alle Anforderungen der Endverbraucher abgestimmt. Lieferung in farbcodierten 1 l Flaschen, um die Gefahr von Verwechslungen zu eliminieren.

- Genauigkeit  $\pm 0,01$ , getestet und zertifiziert bei 25 °C
- Datentabelle zur Temperaturabhängigkeit auf dem Etikett
- Rückführbar gemäss NIST
- pH 10 ist Borax-frei

Inhalt: 1000 ml

Art.-Nr.	pH-Wert bei 25 °C	Farbe	Preis
600.0408.65	4	rot	CHF 23.70
600.0408.66	7	gelb	CHF 23.70
600.3245.40	10	blau	CHF 23.70

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 10.05.2024 um 10:47 Uhr.