

Filterpapiere MN 614 Rundfilter qualitativ Macherey-Nagel

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Separation](#) / [Filtration](#) / [Filterpapiere & Membranen](#) / [Filterpapiere MN 614 Rundfilter qualitativ Macherey-Nagel](#)

Produktdaten

Mittelschnell.

- genarbt
- für Bestimmung des Zuckergehalts, Farbe, ätherische Öle und Emulsionen
- Gewicht: 75 g/m²
- Dicke: 0,25 mm
- Filtrationsgeschwindigkeit: 20 s

Art.-Nr.	Durchmesser	Preis
12.0474.00	55 mm	CHF 3.85 CHF 7.40
12.0474.01	70 mm	CHF 3.85 CHF 7.40
12.0474.02	90 mm	CHF 4.90 CHF 9.40
12.0474.03	110 mm	CHF 6.65 CHF 12.80
12.0474.04	125 mm	CHF 7.30 CHF 14.00
12.0474.05	150 mm	CHF 10.20 CHF 19.50
12.0474.06	185 mm	CHF 13.85 CHF 26.70
12.0474.07	240 mm	CHF 22.00 CHF 42.20
12.0474.08	270 mm	CHF 26.75 CHF 51.10
12.0474.09	320 mm	CHF 36.15 CHF 69.40
12.0474.10	385 mm	CHF 54.25 CHF 105.00
12.0474.11	500 mm	CHF 95.90 CHF 183.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 17.05.2024 um 19:52 Uhr.

www.huberlab.ch