

Rotatoren TR-200 / TR-200D Cole-Parmer (Stuart)

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Hämatologie](#) / [Blutentnahme](#) / [Rotatoren & Rollenmischer](#) / [Rotatoren TR-200 / TR-200D Cole-Parmer \(Stuart\)](#)

Produktdaten

Für schonende und effektive Probenmischung. Ideal für Life Science Anwendungen, um z. B. Blutproben in Suspension zu halten. Neigungswinkel der Rotationsscheiben einstellbar. Für den Gebrauch in Inkubatoren bis 60°C und in Kühlräumen bis 4°C.

TR-200: Fest eingestellte Drehzahl bei 20 min⁻¹.

TR-200D: Variabel einstellbare Drehzahl von 2 bis 40 min⁻¹. Zusätzlicher Timer (1 bis 999 min). Digitale Drehzahlkontrolle.

Rotationsscheiben bitte separat bestellen.

Spezifikationen:

- Abmessungen (B x T x H): 200 x 270 x 230 mm
- Netzanschluss: 230 V / 50 Hz, 50 W
- Gewicht: 3.2 kg

Art.-Nr.	Typ	Preis
17.0014.00	TR-200	CHF 853.00
17.0014.05	TR-200D	CHF 933.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.0014.10	Rotationsscheiben für Rotatoren TR-200 / TR-200D Cole-Parmer (Stuart)	ab CHF 89.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 09.05.2024 um 04:58 Uhr.

www.huberlab.ch