

## Drucker dataLink® pro interscience



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Zellbiologie](#) / [Koloniezählgeräte](#) / [Drucker dataLink® pro interscience](#)

### Produktdaten

dataLink® pro ist ein Rückverfolgbarkeitssystem für den Arbeitsablauf in der mikrobiologischen Analyse. Es ermöglicht die Übertragung, den Druck und die Beschriftung der Probe auf dem Rand der Petrischale. dataLink® pro ist mit den easySpiral® Ausplattierungsgeräten und den Koloniezählern Scan® verbunden.

- Halbautomatische Etikettierung
- Rückverfolgbarkeit der Daten
- Einfaches Zählen
- Schnelle Kennzeichnung
- Drei Etikettenformate: Probennummer, Barcode, Datamatrix
- Etikettengröße: 5 x 50 mm

#### Lieferumfang:

Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, 2 Bedienungsanleitungen, Thermotransferfolie, Dorn, 3 x 2500 Haftetiketten, USB-Stick mit Überwachungssoftware

- Gewicht: 12 kg
- Abmessungen (BxTxH): 252 x 288 x 460 mm
- Nennleistung: 100 W
- Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
- Garantie: 1 Jahr

Art.-Nr.	Typ	Preis
17.4370.10	dataLink® pro	CHF 11'882.20

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 23.05.2026 um 13:59 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)