

## Blitzbinder

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops Q2 2026](#) / Blitzbinder

### Produktdaten

Rot. Aus Polyethylen, rund, wiederlösbar.

- Material: PE
- Farbe: rot

Art.-Nr.	Durchmesser	Länge	Preis
19.2323.17	3.5 mm	120 mm	CHF 76.00 <del>CHF 125.00</del>
19.2323.18	3.5 mm	180 mm	CHF 135.00 <del>CHF 225.00</del>
19.2323.19	3.9 mm	240 mm	CHF 220.00 <del>CHF 360.00</del>
19.2323.20	4.4 mm	320 mm	CHF 325.00 <del>CHF 535.00</del>

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 21.04.2026 um 06:36 Uhr.