

Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, meets analytical specification of BP, European



Produkt im eShop

Honeywell

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Spurenanalytik](#) / Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, meets analytical specification of BP, European

Produktdaten

Summenformel	HNA2O4P · 12H2O
M	358.14 g/mol
CAS-Nr	10039-32-4
Lagerung	Room Temp
LGK	13
Sicherheitshinweis(e)	P280
WGK	1

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
04273-1KG	1 Kilo	1KG Plastic Bottle	CHF 87.24
04273-2.5KG	2.5 Kilo	2.5KG Plastic Bottle	CHF 194.70
04273-25KG	1 Kilo	25KG Paper/ Plastic Bag	CHF 428.28
04273-6X1KG	6 Kilo	6X1KG Plastic Bottle	CHF 454.86
04273-6X2.5KG	15 Kilo	6X2.5KG Plastic Bottle	CHF 1'017.60

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 07:08 Uhr.