

Hexane, Reagent Grade, =99%



Produkt im eShop

HoneywellStartseite / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Weitere](#) / Hexane, Reagent Grade, =99%

Produktdaten

Summenformel	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₃
M	86.18 g/mol
CAS-Nr	110-54-3
EG-Nr	203-777-6
Lagerung	Room Temp
LGK	3
Gefahrenhinweis(e)	H315+H304+H225+H336+H411+H373+H361f
Sicherheitshinweis(e)	P260+P243+P210+P201+P280
Signalwort	Danger
Klasse / Verpackungsgruppe	3/II
UN-Nr	UN1208
WGK	2



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
139386-100ML	100 Milliliter	100ML Glass Bottle	CHF 34.02
139386-2.5L	2.5 Liter	2.5L Glass Bottle	CHF 272.37
139386-500ML	500 Milliliter	500ML Glass Bottle	CHF 106.10
139386-6X500ML	3'000 Milliliter	6X500ML Glass Bottle	CHF 375.27

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 18.05.2026 um 05:22 Uhr.