

## 2-Methyltetrahydrofuran, Reagent Grade, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer,



Produkt im eShop

**Honeywell**

Startseite / Sortiment / Chemikalien / Laborchemikalien / Weitere / 2-Methyltetrahydrofuran, Reagent Grade, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer,

### Produktdaten

Summenformel	C5H10O
M	86.13 g/mol
CAS-Nr	96-47-9
EG-Nr	202-507-4
Lagerung	Room Temp
LGK	3
Gefahrenhinweis(e)	H302+H225+H315+H318
Sicherheitshinweis(e)	P210+P280
Signalwort	Danger
Klasse / Verpackungsgruppe	3/II
UN-Nr	UN2536
WGK	2



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
155810-2.5L	2.5 Liter	2.5L Glass Bottle	CHF 280.65
155810-4L	4 Liter	4L Glass Bottle	CHF 472.10

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 26.05.2026 um 08:25 Uhr.