

Buffer solution pH 13.0 (20 °C), Glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution

Honeywell
Fluka™

Produkt im eShop

Startseite / Sortiment / Chemikalien / Laborchemikalien / Indikatoren, Farbstoffe, Puffer / Buffer solution pH 13.0 (20 °C), Glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution

Produktdaten

Lagerung	Room Temp
LGK	12
Gefahrenhinweis(e)	H290
Sicherheitshinweis(e)	P280+P234
Signalwort	Warning
Klasse / Verpackungsgruppe	8/III
UN-Nr	UN1824
WGK	1



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
33552-1L	1 Liter	1L Plastic Bottle	CHF 86.94
33552-6X1L	6 Liter	6X1L Plastic Bottle	CHF 557.76

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 16.05.2024 um 11:19 Uhr.