

HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0, Certified Reference Material for Karl Fischer titration



Produkt im eShop

Honeywell
Fluka™

[Startseite](#) / [Covid-19](#) / [Covid-19 Honeywell](#) / [Covid-19 Honeywell - Quality control for drugs and vaccines](#) / [Covid-19 Honeywell - Quality control for drugs and vaccines - Standards](#) / [HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0, Certified Reference Material for Karl Fischer titration](#)

Produktdaten

Lagerung	Room Temp
LGK	3
Gefahrenhinweis(e)	H226
Sicherheitshinweis(e)	P280
Signalwort	Warning
Klasse / Verpackungsgruppe	3/III
UN-Nr	UN2222
WGK	2



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
34426-40ML	40 Milliliter	40ML Ampoule	CHF 176.76

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 22.05.2024 um 13:42 Uhr.