

HYDRANAL™ - Solvent CM, Medium for volumetric two- component Karl Fischer titration in



Produkt im eShop

Honeywell
Fluka™

[Startseite](#) / [Covid-19](#) / [Covid-19 Honeywell](#) / [Covid-19 Honeywell - Quality control for drugs and vaccines](#) / [Covid-19 Honeywell - Quality control for drugs and vaccine - Reagents](#) / [HYDRANAL™ - Solvent CM, Medium for volumetric two-component Karl Fischer titration in](#)

Produktdaten

Lagerung	Room Temp
LGK	6.1C
Gefahrenhinweis(e)	H360D+H351+H372+H370+H318+H315+H331+H302+H312
Sicherheitshinweis(e)	P284+P280+P260
Signalwort	Danger
Klasse / Verpackungsgruppe	6.1/III
UN-Nr	UN2810
WGK	3



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
34812-1L	1 Liter	1L Glass Bottle	CHF 179.40
34812-2.5L	2.5 Liter	2.5L Glass Bottle	CHF 369.84
34812-4X2.5L	10 Liter	4X2.5L Glass Bottle	CHF 1'376.16
34812-6X1L	6 Liter	6X1L Glass Bottle	CHF 884.10

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 20.05.2024 um 16:36 Uhr.