

# Nitric acid, Semiconductor grade (Honeywell 17818), =65%



Produkt im eShop

**Honeywell**Startseite / [Marken](#) / [Honeywell](#) / Nitric acid, Semiconductor grade (Honeywell 17818), =65%

## Produktdaten

Summenformel	HNO <sub>3</sub>
M	63.01 g/mol
CAS-Nr	7697-37-2
EG-Nr	231-714-2
Lagerung	Room Temp
LGK	5.1B
Gefahrenhinweis(e)	H272+H290+H314
Sicherheitshinweis(e)	P280+P260
Signalwort	Danger
Klasse / Verpackungsgruppe	8/II
UN-Nr	UN2031
WGK	1



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
40230H-2.5L	2.5 Liter	2.5L PLASTIC BOTTLE	CHF 229.14

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 03.05.2024 um 00:56 Uhr.