

# Combitips® advanced Eppendorf



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Stepper & Tips](#) / [Combitips® advanced Eppendorf](#)

## Produktdaten

1978 revolutionierte Eppendorf die Branche und Labor-Abläufe mit der Einführung des Multipette/Combitip-Systems und ist seit nunmehr 35 Jahren marktführend für dieses innovative Produktsystem. Die NEUEN Eppendorf Combitips wurden vollständig überarbeitet und rundum optimiert, um den gestiegenen Ansprüchen des modernen Laboralltags noch besser gerecht zu werden. Die Combitips advanced funktionieren ebenfalls nach dem Direktverdrängerprinzip. So wird unabhängig von der Dichte und den Fliesseigenschaften der Flüssigkeit (z. B. höherer Dampfdruck oder erhöhte Viskosität) immer das richtige gewünschte Volumen abgegeben. Auch das Arbeiten mit radioaktiven oder toxischen Stoffen wird durch den hermetisch abgedichteten Kolben sicherer, da eine Aerosol-Kontamination verhindert wird.

- Combitips advanced sind die idealen Systemkomponenten für alle Eppendorf-Multipetten
- In 9 Grössen (0,1 ml–50 ml) erhältlich, mit denen abhängig vom verwendeten Combitip verschiedenste Volumina dispensiert werden können. Die kleinste Schrittweite ist dabei 100 nl
- Neue, verlängerte Combitips für die Volumina 2,5 ml, 5,0 ml und 10 ml reichen bis auf den Boden gängiger Laborgefässe
- Individuelle Farbcodierung erleichtert die schnelle Identifizierung des gewünschten Combitips
- Die einzigartige Trichtergeometrie gewährleistet eine komfortable Handhabung und verhindert Schäden an Handschuhen
- Combitips advanced sind in drei verschiedenen Reinheitsgraden und somit passend für jede Art von Anwendung erhältlich

**Verpackung:** Die Spitzen Combitips® advanced und Combitips® advanced PCR Clean werden in einem Spenderkarton geliefert (100 Combitips® in 4 Beuteln, PCR Clean mit verschließbarem Beutel); die 25/50-ml-Combitips® werden in Packungen mit 25 Stück geliefert

(jede Packung umfasst einen Adapter).

Art.-Nr.	Volumen	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Preis
11.4990.20	0,1 ml	Combitips® advanced Quality	lose verpackt	weiss	CHF 126.26
11.4990.21	0,2 ml	Combitips® advanced Quality	lose verpackt	hellblau	CHF 121.55
11.4990.22	0,5 ml	Combitips® advanced Quality	lose verpackt	violett	CHF 126.26
11.4990.23	1,0 ml	Combitips® advanced Quality	lose verpackt	gelb	CHF 121.55
11.4990.24	2,5 ml	Combitips® advanced Quality	lose verpackt	grün	CHF 124.65
11.4990.25	5,0 ml	Combitips® advanced Quality	lose verpackt	blau	CHF 126.25
11.4990.26	10 ml	Combitips® advanced Quality	lose verpackt	orange	CHF 129.80
11.4990.27	25 ml	Combitips® advanced Quality	4 Kartons à 25 Stück	rot	CHF 148.70
11.4990.28	50 ml	Combitips® advanced Quality	4 Kartons à 25 Stück	hellgrau	CHF 233.55
11.4990.40	0,1 ml	Combitips® advanced Biopur®	einzel in Blisterpackung	weiss	CHF 327.60
11.4990.41	0,2 ml	Combitips® advanced Biopur®	einzel in Blisterpackung	hellblau	CHF 221.85
11.4990.42	0,5 ml	Combitips® advanced Biopur®	einzel in Blisterpackung	violett	CHF 221.84
11.4990.43	1,0 ml	Combitips® advanced Biopur®	einzel in Blisterpackung	gelb	CHF 221.84
11.4990.44	2,5 ml	Combitips® advanced Biopur®	einzel in Blisterpackung	grün	CHF 221.84
11.4990.45	5,0 ml	Combitips® advanced Biopur®	einzel in Blisterpackung	blau	CHF 221.85
11.4990.46	10 ml	Combitips® advanced Biopur®	einzel in Blisterpackung	orange	CHF 230.10
11.4990.47	25 ml	Combitips® advanced Biopur®	einzel in Blisterpackung	rot	CHF 260.78
11.4990.48	50 ml	Combitips® advanced Biopur®	einzel in Blisterpackung	hellgrau	CHF 299.75
11.4990.60	0,1 ml	Combitips® advanced PCR Clean	lose verpackt	weiss	CHF 152.22
11.4990.61	0,2 ml	Combitips® advanced PCR Clean	lose verpackt	hellblau	CHF 152.22

11.4990.62	0,5 ml	Combitips® advanced PCR Clean	lose verpackt	violett	CHF 152.22
11.4990.63	1,0 ml	Combitips® advanced PCR Clean	lose verpackt	gelb	CHF 152.22
11.4990.64	2,5 ml	Combitips® advanced PCR Clean	lose verpackt	grün	CHF 152.22
11.4990.65	5,0 ml	Combitips® advanced PCR Clean	lose verpackt	blau	CHF 152.22
11.4990.66	10 ml	Combitips® advanced PCR Clean	lose verpackt	orange	CHF 158.15
11.4990.67	25 ml	Combitips® advanced PCR Clean	4 Kartons à 25 Stück	rot	CHF 180.54
11.4990.68	50 ml	Combitips® advanced PCR Clean	4 Kartons à 25 Stück	hellgrau	CHF 193.52

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
11.4850.88	Zubehör für Combitips advanced® Eppendorf	ab CHF 14.00

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 28.04.2024 um 22:34 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)