

Zubehör für Combitips advanced® Eppendorf



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Stepper & Tips](#) / [Zubehör für Combitips advanced® Eppendorf](#)

Produktdaten

Farbe des Adapters passt zu der Farbe des Combitips®. Markierung des Adapters zeigt die Größe des Combitips®.

Optimierte Adapterverbindung:

- Gutes optisches Feedback: "Sichtfenster" zeigt korrekten Verschluss an
- Gutes haptisches Feedback: fester Sitz zwischen Adapter und Combitip®

Das **Combitip®-Rack** bietet problemlose Einhandbedienung während der Dispensierarbeiten. Der transparente Einsatz lässt eine Größenidentifizierung über die Farbkodierung zu.

- Wiederverschließbare Mehrweg-Box, autoklavierbar (Combitips® sind nicht autoklavierbar)

Art.-Nr.	Ausführung	Bezeichnung	Farbe	Preis
11.4850.88	Biopur®	Adapter, 25 ml (einzeln verpackt)	rot	CHF 102.30
11.4850.89	Eppendorf Quality	Adapter, 25 ml	rot	CHF 14.00
11.4850.90	Eppendorf Quality	Adapter, 50 ml	hellgrau	CHF 14.00
11.4850.91	Biopur®	Adapter, 50 ml	hellgrau	CHF 102.30
11.4850.92	für 8 Combitips advanced® 0,1 bis 10 ml	Rack	---	CHF 49.70

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 05.05.2024 um 23:26 Uhr.

www.huberlab.ch