

Einweg Reagenzreservoire Corning

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Reservoirs](#) / [Einweg Reagenzreservoire Corning](#)

Produktdaten

Ideal für das wiederholte Befüllen von Mehrkanalpipetten.

- Aus modifiziertem PS

Art.-Nr.	Packung	Vol.	Farbe	Preis
2.7330.03	1 Pack x 100 Stück	50 ml	natur	CHF 568.45
2.7330.04	5 Pack x 40 Stück	50 ml	natur	CHF 522.72

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 01:59 Uhr.