

# Präzisionswischtücher KIMTECH SCIENCE

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Cuisine](#) / [Hygiene & Sicherheit](#) / Präzisionswischtücher KIMTECH SCIENCE

## Produktdaten

Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Gläser und anderer Geräte und Oberflächen.

- 1 lagig
- Fusselarm
- Saugstark
- Weisse Reinigungstücher aus 100 % reinen Fasern
- Chemisch inert und antistatisch
- Hygienische, benutzerfreundliche PopupBox
- Geeignet für Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Fertigung, Optik und Elektronik

| Art.-Nr.   | Grösse       | Verpackung         | Preis     |
|------------|--------------|--------------------|-----------|
| 18.7552.00 | 285 x 310 mm | 1 Box à 198 Tücher | CHF 42.40 |
| 18.7552.01 | 112 x 208 mm | 1 Box à 280 Tücher | CHF 15.65 |

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 01.05.2024 um 17:22 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)