

Weithalsflaschen graduirt

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) /
Weithalsflaschen graduirt

Produktdaten

Aus LDPE, mit Innendichtung, plombierbar

- Farbe: natur
- Geeignet für Lebensmittel

Art.-Nr.	Vol.	H x D	Grad.	Preis
15.1408.01	50 ml	77 x 40 mm	10 ml	CHF 1.00
15.1409.01	100 ml	89 x 48 mm	20 ml	CHF 1.10
15.1410.03	250 ml	126 x 61 mm	25 ml	CHF 1.55
15.1411.01	500 ml	161 x 75 mm	50 ml	CHF 1.70
15.1412.01	1000 ml	201 x 93 mm	100 ml	CHF 2.90
15.1413.01	2000 ml	250 x 115 mm	100 ml	CHF 5.25

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 14:49 Uhr.

www.huberlab.ch