

## Analysentrichter aus PP, gerippt



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Glasbauteile & Zubehör](#) / [Trichter](#) / [Trichter, Pulvertrichter & Büchner](#) / [Analysentrichter aus PP, gerippt](#)

### Produktdaten

Für Lebensmittel geeignet

Art.-Nr.	D oben	Auslauf-Ø	L Auslauf	Preis
15.1212.02	40 mm	6 mm	40 mm	CHF 1.10
15.1213.01	60 mm	8 mm	60 mm	CHF 1.40
15.1214.02	80 mm	8 mm	80 mm	CHF 1.85
15.1215.01	100 mm	10 mm	100 mm	CHF 2.95
15.1216.02	120 mm	16 mm	120 mm	CHF 4.05
15.1217.02	150 mm	16 mm	150 mm	CHF 5.20

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 01.05.2024 um 11:12 Uhr.