

Messzylinder aus PP oder TPX

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Zylinder](#) / [Messzylinder](#) / [Messzylinder aus PP oder TPX](#)

Produktdaten

Graduiert, niedere Form, PP temperaturbeständig bis + 120°C, TPX temperaturbeständig bis + 170°C

- Für Lebensmittel geeignet

Art.-Nr.	Volumen	Graduierung	Teilung	Ausführung	Preis
15.1332.02	10 ml	2ml	0,25 ml	TPX	CHF 10.70
15.1333.02	25 ml	5ml	1,0 ml	TPX	CHF 12.70
15.1334.01	50 ml	10ml	2,0 ml	TPX	CHF 16.40
15.1335.01	100 ml	25ml	5,0 ml	TPX	CHF 21.10
15.1336.01	250 ml	50ml	10,0 ml	TPX	CHF 43.25
15.1337.01	500 ml	100ml	10,0 ml	TPX	CHF 54.10
15.1338.01	1000 ml	200ml	25,0 ml	TPX	CHF 72.40
15.1339.01	2000 ml	400ml	50,0 ml	TPX	CHF 102.40
15.1814.01	10 ml	2ml	0,25 ml	PP	CHF 8.60
15.1815.01	25 ml	5ml	1,0 ml	PP	CHF 9.95
15.1816.01	50 ml	10ml	2,5 ml	PP	CHF 3.30
15.1817.01	100 ml	25ml	5,0 ml	PP	CHF 4.04
15.1820.01	250 ml	50ml	10,0 ml	PP	CHF 5.20
15.1821.01	500 ml	100ml	10,0 ml	PP	CHF 8.20
15.1822.01	1000 ml	200ml	25,0 ml	PP	CHF 46.95
15.1823.01	2000 ml	400ml	50,0 ml	PP	CHF 58.20

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 10:04 Uhr.

www.huberlab.ch